

## EasyComm

EasyComm è la newsletter che OVERMED ha dedicato a tutti i medici che utilizzano EasyLine

Protagonisti di oggi la **fresa di emergenza ELDR45** e lo **strumentario chirurgico** da utilizzarsi per la corretta preparazione del sito chirurgico.



La fresa di emergenza ELDR45 è stata introdotta per agevolare l'inserimento degli impianti di  $\varnothing 4.75$  e  $\varnothing 5.25$  in casi estremi in cui l'osso abbia una densità tale da impedire il posizionamento implantare pur utilizzando la fresa ELDR415 e il maschiatore.

La fresa ELDR45 fa parte dello strumentario chirurgico Overmed di cui si ricorda l'importanza di una corretta manutenzione: è fondamentale seguire il protocollo di lavaggio e sterilizzazione consigliato, controllare sempre lo stato di usura degli strumenti e provvedere alla loro sostituzione dopo 20 utilizzi.



EasyComm 10-2017



Con il tuo prossimo ordine di **20 impianti** riceverai in omaggio una **fresa ELDR45** o, in alternativa la misura che devi sostituire.

Vuoi maggiori info?

Il nostro Team è a tua disposizione per soddisfare le tue richieste.

Chiama il tuo numero verde:

Oppure scrivici: [easycomm@overmed.eu](mailto:easycomm@overmed.eu)

Numero Verde  
**800 492 185**  
Assistenza Dentista

Numero Verde  
**800 392 315**  
Assistenza Laboratorio