

EasyComm

EasyComm è la newsletter che OVERMED ha dedicato a tutti i medici che utilizzano EasyLine

Protagonisti di oggi i **nuovi monconi MUA** e la **componentistica da laboratorio** dedicata che vi consentono di realizzare toronto e protesi totali con tecnica All On Four.



I **nuovi monconi MUA** sono stati studiati in modo da ridurre l'altezza verticale per migliorare l'estetica della protesi e sono dotati di una spalla di appoggio implantare maggiorata per aumentarne la stabilità. La codifica colore facilita l'identificazione tra angolazioni (17° o 30°), altezze tras mucose (0,5 – 1,5 e 3,0 mm) e piattaforme implantari differenti (4,25 o 4,8 mm).

Gli **analoghi** per i nuovi monconi **MUA** riproducono l'accoppiamento impianto moncone definendo la posizione del cono di altezza ridotta e della piattaforma di appoggio delle cappette.

I **transfer** per i nuovi monconi **MUA** si alloggiavano sui monconi accoppiandosi con il **cono di altezza ridotta**.

- dispositivi monouso
- modificati per essere compatibili con i nuovi MUA



EasyCommMUA 07-2017



Al tuo prossimo ordine di monconi **MUA**, ricordati di ordinare anche i nuovi analoghi e transfer (**ELANMUA e ELTRAMUA**), ti verrà applicato uno sconto speciale.

Vuoi maggiori info?

Il nostro Team è a tua disposizione per soddisfare le tue richieste.

Chiama il tuo numero verde:

Oppure scrivici: easycomm@overmed.eu

Numero Verde

800 492 185

Assistenza Dentista

Numero Verde

800 392 315

Assistenza Laboratorio