

## EasyComm

EasyComm è la newsletter che  
OVERMED ha dedicato a tutti i medici che utilizzano EasyLine

Protagonisti di oggi le **chiavi per l'inserimento dell'impianto** che vi permettono di controllare il torque di inserimento dell'impianto utilizzando il **cricchetto dinamometrico**.



**ELKID1 e ELKID2** sono le chiavi per l'inserimento controllato dell'impianto, una volta rimosso il mounter. Da utilizzarsi con il cricchetto dinamometrico durante l'ultima fase di inserimento dell'impianto, consentono di controllarne il torque evitando di raggiungere valori troppo alti che potrebbero causare surriscaldamento dell'osso, necrosi e perdita precoce dell'impianto.

**Il Cricchetto Dinamometrico** di Overmed consente la regolazione del torque da 15 Ncm a 50 Ncm, è ergonomico e semplice nel suo utilizzo, ha elevate prestazioni grazie ai materiali di qualità utilizzati ed è facilmente smontabile nei suoi componenti per consentirne la pulizia e la manutenzione ordinaria.



EasyCommELKID 11-2017 07-2017



Vuoi maggiori info?

Il nostro Team è a tua disposizione per soddisfare le tue richieste.

Chiama il tuo numero verde:

**Oppure scrivici: [easycomm@overmed.eu](mailto:easycomm@overmed.eu)**

Numero Verde

**800 492 185**

Assistenza Dentista

Numero Verde

**800 392 315**

Assistenza Laboratorio